



EXCELLENCE

VOTRE FUTURE ECHOGRAPHE PORTABLE
LE MODELE SONOGO



NOUS RESTONS A VOTRE DISPOSITION

PRÉSENTATION DE SONOGO




Découvrez l'imagerie harmonique pour améliorer votre diagnostic en échographie .

Nos intervenants lors de l'installation sont des manipulateurs(trices) radio diplômé(e)s du DIU d'échographie d'acquisition, afin de vous accompagner au mieux dans le démarrage de votre activité.

NOS PARTENAIRES

DAWEI / MONECHO/ PRESTIGE IMAGERIE



POUR MIEUX VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE PRATIQUE

DAWEI FOCUS AND FUSION
ECHOGRAPHE

Excellence est né d'un partenariat avec Dawai et une envie d'harmoniser la pratique de l'échographie via des modules d'interactions

MONECHO
PACS RIS

Afin de vous permettre de travailler efficacement, nous avons mis en place un partenariat avec la société MonEcho.



Le logiciel médical en ligne iMonEcho réceptionne instantanément les images et données de votre échographe et génère automatiquement vos comptes-rendus d'échographie.

PRESTIGE IMAGERIE
COMMUNITY MANAGER

Prestige Imagerie nous accompagne dans notre démarche qualité (mise en place du Community manager, organisation des webinars, tuto, accompagnement des projets)

UN APERÇU

LES SONDES



SONDE LINEAIRE

FREQUENCE RANGE MHz : L12 THI



SONDE CONVEXE

FREQUENCE RANGE MHz : C5

VENEZ TESTER EXCELLENCE









CAS CLINIQUES

MULTIMODALITÉ CHEZ EXCELLENCE

DOPPLER, ABDOMEN, OSTEOARTICULAIRE

SONOGO EN IMAGE





XDiamond

Single Crystal Probe

Efficiency improves **85%**

Sensitivity increases **6db**

Bandwidth increases **25%**


Hi Platform

"Harmony Imaging Platform" is the 2nd generation beam forming technology. Multiple frames are acquired on every launch sequence for more detailed information.



Micro Flow

Detect blood flow based on time information, spatial information, and parameter information (speed/ energy/ variance).





SNS+

Automatically detect and suppress the speckle noise based on multi-dimension algorithm. Acquire and enhance tissue details from different directions, easily capture sub-millimeter level lesion or large organ boarder.




OMG Original Mag Guard

The electromagnetic guard processing of whole system is to prevent the ultrasonic signal from electromagnetic interference during the transmission process, to ensure the stability of the signal transmission, so as to obtain a clearer image.



Traditional Piezoelectric Ceramic Probe Technology




Single Crystal Probe Technology

Using a new cutting process, effectively extending the service life of probe.



Conventional Cutting Process



Micron Level Anti-chipping Cutting Technology



LA GARANTIE: DURÉE 2 ANS



Le prêt sous 24 heures d'un échographe de remplacement pour garantir la continuité du service



Le standard téléphonique 24 h/24, 7 j/7



La réparation et/ou le remplacement de votre échographe et de vos sondes en cas de défaut de fabrication



Les dommages causés par une chute accidentelle pour les sondes

EXCELLENCE

VOUS ACCOMPAGNE

SONOGO

CONTACT

- Siege Social: 92
- Contact: 24h/24 7j/7
- Mobile: 06 29 27 35 55
- Fixe: 01 71 00 51 70
- excellence.echographie@gmail.com



PRIX : 2700 EUROS HT



EXCELLENCE VOUS PRÉSENTE



VISION
le
nouveau
modèle de
chez Excellence

VISION